



AUTHORIZED EQUIPMENT DISTRIBUTOR

**Kodak** | Dental Systems

# Kodak 8000 C

Panoramiczny, cefalometryczny aparat cyfrowy.  
(Dotychczas, Trophypan C Trophy)

## Precyzja.

Najnowocześniejsza technologia, bardzo łatwa w stosowaniu, pozwala aparatowi Kodak 8000 C wykonywać perfekcyjne zdjęcia panoramiczne i cefalometryczne, jednocześnie zachowując optymalną ekspozycję. Zdjęcie wykonane jest w mgnieniu oka, pozwala wykonać diagnozę szybką i precyzyjną, optymalizuje organizację gabinetu, ułatwia komunikację z pacjentami i innymi gabinetami.

## Zdjęcia cefalometryczne wykonane są techniką „one shot”.

Kodak 8000 C jest pierwszym w pełni cyfrowym aparatem cefalometrycznym panoramicznym, który wykonuje zdjęcia cefalo techniką „one shot”: czaszka pacjenta jest tylko raz naświetlana i to przez ułamek sekundy. W rezultacie ryzyko zakłóceń jest mocno ograniczone, a komfort pacjenta zostaje znacznie podwyższony.

## Łatwa obsługa.

Kodak 8000 C programowany jest z poziomu komputera, interfejs jest bardzo klarowny i intuicyjny. Kolejne etapy, bardzo łatwe do śledzenia, pozwalają wybrać szybko i bez problemu wszystkie parametry odpowiednie do typu sylwetki pacjenta.

## Wybór pełnego obrazowania cyfrowego.

Aparat Kodak 8000 C jest narzędziem kompletnym, praktycznym i najnowocześniejszym. Pomiędzy licznymi rodzajami zdjęć cefalometrycznych można wykonać między innymi zdjęcia ATM, panoramiczne, panoramiczne segmentowe lub sinus.

## Opracowanie zdjęć bardzo łatwe i szybkie.

Oprogramowanie do zdjęć Kodak dysponuje najlepszymi narzędziami do opracowywania zdjęć, ułatwiającymi lekarzowi zdiagnozowanie. Od regulacji kontrastu i skali szarości do powiększeń obrazu i kalibrowanych pomiarów, lekarz dysponuje kompletną gamą narzędzi, dzięki którym można ze zdjęcia odczytać wszystkie dostępne informacje.

## Pełna integracja w łańcuchu obrazowym.

Zdjęcia wykonane systemem Kodak 8000 C mogą być zintegrowane z oprogramowaniem do prowadzenia gabinetu, oraz oprogramowaniem do analizy ortodontycznej. Łatwe jest również rozprowadzanie zdjęć pomiędzy gabinetami.



## Kodak 8000 C oferuje:

- Zdjęcia cefalometryczne techniką „one shot”, która pozwala wykonać szybką ekspozycję i natychmiastowe zdjęcie.
- Komfortowe i ergonomiczne pozycjonowanie pacjenta.
- Oprogramowanie łatwe i intuicyjne.





# Kodak 8000

Panoramiczny, aparat cyfrowy.  
(dotychczas Trophypan Trophy)

## Aparat łatwy w obsłudze.

Łatwość obsługi w parze z precyzją i optymalną ekspozycją. Zdjęcie wykonane jest w przeciągu kilku sekund, pozwala wykonać diagnozę szybką i precyzyjną, optymalizuje organizację gabinetu, wspomaga komunikację z pacjentami i innymi gabinetami.

## Sposób programowania.

Kodak 8000 jest aparatem, który programujemy z poziomu komputera, poprzez łatwy i intuicyjny interfejs. Kolejne etapy, bardzo łatwe do śledzenia, pozwalają wybrać szybko i bez problemu wszystkie parametry niezbędne do wykonania zdjęcia.

## Natychmiastowa diagnostyka.

System Kodak 8000 pozwala wykonać niezwykle czytelne zdjęcia, niezależnie czy są to zdjęcia panoramiczne, panoramiczne segmentowe, czy zdjęcia zatok. Zdjęcia wykonane są natychmiast, możemy bezpośrednio po zrobieniu zdjęcia przystąpić do jego diagnozowania i przedstawienia optymalnego trybu leczenia pacjentowi.

## Aparat bezpieczny i komfortowy.

Pozycja pacjenta naprzeciwko lekarza ułatwia jego prawidłowe ustawienie. Większy komfort dla pacjenta, jednocześnie mniej błędów spowodowanych pozycjonowaniem, czy też poruszeniem się pacjenta. Mała dawka promieni X - dzięki czemu i pacjent i operator znajdują się podczas wykonywania zdjęcia w optymalnych warunkach.

## Bardzo łatwe i szybkie opracowanie zdjęć.

Oprogramowanie do zdjęć Kodak 8000 dysponuje najlepszymi narzędziami do opracowywania zdjęć, mającymi na celu ułatwienie lekarzowi diagnozy. Od regulacji kontrastu i skali szarości do powiększeń obrazu i kalibrowanych pomiarów, lekarz dysponuje kompletną gamą narzędzi, które pozwalają odczytać ze zdjęcia wszystkie dostępne informacje. Zdjęcia wykonane systemem Kodak 8000 mogą być zintegrowane z oprogramowaniem do prowadzenia gabinetu, oraz oprogramowaniem do analizy ortodontycznej. Łatwe jest również rozprowadzanie zdjęć pomiędzy lekarzami poprzez internet.

## Pozycja pacjenta w aparacie Kodak 8000 oferuje:

- Operator w pełni kontroluje proces wykonania zdjęcia.
- Pacjent nie jest zestresowany.
- Łatwiejsze pozycjonowanie pacjenta.
- Zminimalizowane ryzyko nadmiernej ekspozycji promieni X.



**Optident s. J.**, 53-325 Wrocław, ul. Hallera 45  
tel. +4871/781.84.62, +4871/799.89.43, tel. kom. +48/501.242.101,  
biuro@optident.pl

**Optident dystrybutor Kodak Dental Systems Equipment w Polsce.**



AUTHORIZED EQUIPMENT DISTRIBUTOR  
**Kodak** | Dental Systems