



# A-dec 300

Twoja praktyka może być...zdrowsza



# Wykorzystaj swój po

## Komfort pracy w centrum uwagi

Unit A-dec 300 zaprojektowano z myślą o komforcie pracy stomatologa i wygodzie pacjenta. Na każdym etapie procesu projektowania zadawaliśmy sobie pytanie: „Jak sprawić, by pod koniec dnia pracy lekarz czuł się lepiej niż dotychczas?”

Najważniejszym było aby fotel unitu stomatologicznego A-dec 300 umożliwiał dentyście zachowanie prawidłowej postawy podczas zabiegów. Natomiast konsolę lekarską unitu A-dec 300 można było łatwo ustawiać, a wszystkie końcówki i inne elementy pomocnicze wyposażenia były w zasięgu ręki. Wybierając A-dec 300 poczujesz, co znaczy komfort pracy.

# potencjał

## Pełna integracja

Konsola lekarska unitu A-dec 300 to technologiczna „perełka” - nieduże rozmiary, a duże możliwości integracji różnych urządzeń. Poza dmuchawką i końcówkami, pozwala na zamontowanie kamery wewnątrzustnej, lampy polimeryzacyjnej lub skalera. Za pomocą przycisków umieszczonych na panelu deluxe można sterować unitem, końcówkami i innymi elementami wyposażenia. Przewidziano również możliwości rozbudowy konsoli w przyszłości.

## Wygląd też ma znaczenie

Prowadząc praktykę dentystyczną warto zadać sobie pytanie: „Czy mój gabinet w pełni odzwierciedla poziom moich umiejętności?” Czy jego wygląd kojarzy się pacjentowi z jakością, bezpieczeństwem i wysokim poziomem świadczonych usług? Nowoczesny wygląd unitu A-dec 300 z pewnością wywrze korzystne wrażenie na pacjentach i personelu, stanowiąc harmonijne połączenie stylu i funkcjonalności.



# Esencja

# funkcjonalności



## Tylko to, co potrzebne

A-dec 300 łączy najistotniejsze funkcje w jedno kompleksowe rozwiązanie: proste, inteligentne, stylowe. Oprócz tego, stomatolog ma pewność, że pracuje na sprzęcie firmy A-dec słynącej z produkcji niezawodnych unitów.



## Lepszy dostęp

A-dec 300 umożliwia lepszy dostęp do pacjenta niż jakikolwiek inny produkt tej kategorii. Cienkie, wąskie oparcie, niska dolna pozycja siedziska oraz niewielka, wyprofilowana podstawa umożliwiają bliskie dościslenie do pacjenta. Brak konieczności nachylania się w stronę pacjenta przekłada się na mniejsze napięcie mięśni podczas zabiegów i co za tym idzie mniejsze zmęczenie.

## Prostota konstrukcji

Czasami mniej znaczy więcej. I tak jest właśnie z A-dec 300: prosta, złożona z mniejszej liczby elementów konstrukcja ułatwia wiele procedur. Jest mniej elementów do konserwacji, wymiany i czyszczenia. Zyskuje się w ten sposób większą efektywność pracy.

## Zwarta konstrukcja

Unit A-dec 300™ realizuje wszystkie potrzebne funkcje i zajmuje niewiele miejsca w gabinecie. Sprawdza się doskonale tam, gdzie trzeba maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Kompaktowa konsola, niewielka płyta podstawy, zintegrowana obudowa i prawostronnie lub lewostronnie montowany blok spluwaczki tworzą jeden z najmniejszych dostępnych obecnie unitów stomatologicznych.



# Zadbaj o właściwy bilans

## Rachunek ekonomiczny

Jakość stosowanego sprzętu przekłada się bezpośrednio na rentowność gabinetu. Pozwala na skrócenie przestojów, zwiększanie efektywności i poprawę jakości usług. A-dec 300 zawiera nie tylko potencjał wyższej rentowności, ale umożliwia także maksymalizację korzyści z inwestowania w sprzęt niezawodny o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.





# Skorzystaj z możliwości

## Usprawnij pracę

Wybierz z dostępnych opcji to, co jest Ci potrzebne. Modułowa konstrukcja unitu A-dec 300 umożliwia skonfigurowanie unitu jak najlepiej dostosowanego do potrzeb i stylu pracy użytkownika.





# Zagłówki

Fotel unitu A-dec 300 jest wyposażony w wyprofilowane oparcie, do którego można dobrać zagłówek dwuprzegubowy lub zagłówek zintegrowany z oparciem (regulowane podparcie szyi).



Cienkie profilowane oparcie fotela z zagłówkiem dwuprzegubowym



Cienkie profilowane oparcie fotela z regulowanym podparciem szyi



Rękawy od góry (Continental)



Rękawy od dołu (Traditional)

## Konsole lekarskie

Charakteryzuje je zwarta kompaktowa konstrukcja i wielofunkcyjność. Zarówno do konsoli Traditional z rękawami od dołu, jak i do konsoli Continental® z rękawami od góry można podłączyć zasilacz światła z czteropozycyjnym wyborem napięcia zasilania i dwa dodatkowe urządzenia.



Standardowy panel sterowania



Panel sterowania deluxe

## Panele sterowania

Panele sterowania są wyposażone w wygodne w użyciu, intuicyjnie rozpoznawalne ikony. Panel sterowania deluxe nie tylko steruje fotelem, spluwaczką i lampą, ale także narzędziami dodatkowymi i końcówkami zasilanymi elektrycznie. Ponadto, panel ten posiada funkcje przydatne w zabiegach endodontycznych\*..

\*\*Wymaga silnika elektrycznego EA-51LT.



Konsola 3-pozycyjna



Konsola 4-pozycyjna



Podwójna konsola 2-pozycyjna

## Konsole asysty

Można wybrać konsolę 3-pozycyjną lub 4-pozycyjną montowaną na bloku spluwaczki lub na ramieniu teleskopowym. Wersja z ramieniem teleskopowym umożliwi wygodne sięganie po ssaki podczas pracy bez asysty. Pracę asysty ułatwia panel sterowania.

## Lampy stomatologiczne

Lampę A-dec 300 można obracać w poziomie i w pionie – dysponuje ona dwoma poziomami natężenia oświetlenia. Lampę A-dec 500 można obracać także wokół trzeciej osi – ma ona trzy poziomy natężenia oświetlenia.



Lampa A-dec 300



Lampa A-dec 500

## Ramię monitora

Ramię umożliwia wygodne ustawienie monitora nad pacjentem, co ułatwia konsultowanie przebiegu zabiegu i udzielanie pacjentowi wyjaśnień.



## Spluwaczka

Nowoczesna spluwaczka jest wyposażona w stylową, zdejmowaną misę szklaną. Jest łatwo dostępna dla pacjenta. Posiada funkcje automatycznego napełniania kubka oraz splukiwania misy.

## Unowocześnienia

Zastanawiasz się nad unowocześnieniem gabinetu, ale chcesz zachować dotychczasowy fotel? Blok spluwaczki unitu A-dec 300 i konsolę lekarską można połączyć z istniejącym fotelem, w łatwy sposób przeprowadzając integrację z pozostałym wyposażeniem gabinetu.



Na ilustracji: Fotel Decade z blokiem spluwaczki i stolikiem lekarza A-dec 300 (rękawy od dołu).



# Możesz oczekiwać **więcej**

## **Sprzęt A-dec – gwarancja bez ograniczeń**

Oferujemy naszym klientom pomoc i wsparcie praktycznie przez cały okres użytkowania urządzenia.

## **Obsługa na światowym poziomie**

Dbamy o naszych Klientów, ich gabinety i działamy na rzecz ich sukcesu. Dzwoniąc do nas, uzyskasz informacje, jakich potrzebujesz. Rozwiążemy problemy i skonsultujemy pomysły. To nas wyróżnia. I właśnie, między innymi, dzięki temu A-dec jest światowym liderem w dziedzinie techniki dentystycznej.







Wystarczy sobie

# wyobrazić

## Doskonałe środowisko pracy

Zapraszamy do odwiedzenia stron [www.a-dec.pl](http://www.a-dec.pl), [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com), gdzie można dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystać możliwości unitu A-dec 300 i przełożyć je na sukces własnej praktyki i zadowolenie pacjentów, a także zlokalizować najbliższy salon wystawowy firmy Amadar.



# Charakterystyka unitu

# A-dec 300

## Fotel

- ✓ Do wyboru: zagłówek dwuprzegubowy lub zintegrowany z oparciem
- ✓ Wyprofilowane oparcie o grubości 25 mm
- ✓ Zakres ruchów fotela: 349 mm - 749 mm
- ✓ Podłokietniki dwupozycyjne ułatwiające siadanie i schodzenie z fotela
- ✓ Wysunięty podnózek pacjenta ułatwiający czyszczenie
- ✓ Tapicerka bezszwowa
- ✓ Zintegrowana obudowa podstawy i skrzynki przyłączeniowej
- ✓ Zasilacz

## Ramię montażowe

### (montowane z prawej lub lewej strony fotela)

- ✓ Ramię montażowe montowane do podstawy fotela A-dec 300 jest wykorzystywane do zamontowania konsoli lekarskiej, lampy dentystycznej, narzędzi asysty, uchwytu monitora i spluwaczki.
- ✓ W fotelach innych niż A-dec 300, ramię montażowe stanowi element, na którym instaluje się konsolę lekarską i wyposażenie dodatkowe.

## Konsola lekarska

- ✓ Do wyboru: stolik Continental (z rękawami od góry) lub Traditional (z rękawami od dołu)
- ✓ Czteropozycyjna konsola na końcówki + dmuchawka
- ✓ Trójpozycyjny blok sterowania (trzy funkcje z wodą)
- ✓ Zrównoważone ramię konsoly z hamulcem pneumatycznym
- ✓ Dmuchawka, którą można sterylizować w autoklawie
- ✓ Zasilacz do końcówek ze światłem z regulowanym napięciem
- ✓ Sterownik nożny
- ✓ Do wyboru: standardowy panel sterowania lub panel deluxe
- ✓ Dwa rodzaje półek
- ✓ Wewnętrzny obieg wody destylowanej ze zbiornikiem o pojemności 2 l (szybkie mocowanie zbiornika)

## Wyposażenie dodatkowe

- ✓ Do wyboru: 3-pozycyjna lub 4-pozycyjna konsola asysty montowana do spluwaczki lub na ramieniu teleskopowym
- ✓ Szklana misa spluwaczki z automatycznym systemem sterującym napełnianie kubka i płukanie miski
- ✓ Lampa dentystyczna z dwoma poziomami natężenia oświetlenia i dwiema osiami obrotu umożliwiającymi regulację w pionie i poziomie
- ✓ W uchwycie monitora można zamontować większość płaskich monitorów 15" (381 mm), 17" (432 mm) i 19" (483 mm)
- ✓ Obrotowe ramię umożliwia pochylenie monitora i ustawienie jego ekranu pod różnymi kątami












Kolory

# tapicerki










**B  
e  
z  
z  
w  
o  
w  
a**



S  
Z  
W  
O  
W  
a



# Unity A-dec 300, A-dec 500

A-dec oferuje pełną gamę unitów stomatologicznych. Poszukujesz czegoś więcej. Zapoznaj się z linią unitów A-dec 500.



A-dec 300



A-dec 500

**a dec**  
reliablecreativesolutions™

Siedziba firmy A-dec  
2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 USA  
Tel.: 1.800.547.1883 w USA/Kanadzie  
1.503.538.7478 spoza USA/Kanady  
Faks: 1 503 538 0276  
a-dec300.com  
a-dec.com

Międzynarodowe Centra Dystrybucji  
A-dec Australii  
Tel.: 1.800.225.010 w Australia  
Tel.: + 61 (0)2 8332 4000 spoza  
Australii  
a-dec.com.au

A-dec Wielka Brytania  
Tel.: 0800 ADECUK (233285)  
w Wielkiej Brytanii  
Tel.: + 44 (0) 24 7635 0901  
spoza Wielkiej Brytanii  
a-dec.co.uk

A-dec, logo A-dec i A-dec 500 są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (U.S. Patent and Trademark Office). Wszystkie inne produkty i usługi, o których mowa w tym dokumencie są objęte znakami towarowymi, znakami usługowymi lub nazwami produktów określonymi przez przedsiębiorstwa oferujące te produkty na rynku. Symbole stosowane na panelach sterowania są zastrzeżone dla firmy A-dec Inc.

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych materiałów i podlegają zmianom bez powiadamiania. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

© 2011 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 85.6152.18\_PL/GAC/300/3-11/Rev B